



XpressHeat® Wrapping Pad

For product questions: Sunbeam Consumer Service

USA: 1.800.435.1250

www.sunbeam.com

Models: 802 & 803

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS DO NOT DESTROY

DANGER: TO REDUCE THE RISK OF BURNS, ELECTRIC SHOCK AND FIRE, THIS PRODUCT MUST BE USED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING INSTRUCTIONS:

1. READ ALL INSTRUCTIONS.
2. DO NOT USE WHILE SLEEPING.
3. DO NOT USE ON AN INFANT OR ON AN ANIMAL.
4. THIS PAD IS NOT TO BE USED ON OR BY AN INVALID, SLEEPING, HELPLESS OR UNCONSCIOUS PERSON, A PERSON WITH DIABETES, A PERSON WITH POOR BLOOD CIRCULATION OR INSENSITIVITY TO HEAT, OR A PERSON INCAPACITATED BY MEDICATION.
5. THIS APPLIANCE IS NOT TO BE USED BY CHILDREN. CLOSE SUPERVISION IS NECESSARY WHEN ANY APPLIANCE IS USED NEAR CHILDREN. CHILDREN SHOULD NOT PLAY WITH THE APPLIANCE.
6. DO NOT USE ON AREAS OF INSENSITIVE SKIN.
7. BURNS CAN OCCUR REGARDLESS OF CONTROL SETTING. CHECK SKIN UNDER PAD FREQUENTLY.
8. DO NOT USE IN AN OXYGEN ATMOSPHERE.
9. DO NOT USE PINS OR OTHER METALLIC MEANS TO FASTEN THIS PAD IN PLACE.
10. DO NOT SIT ON, AGAINST, OR CRUSH PAD – AVOID SHARP FOLDS. PLACE PAD ON TOP OF AND NOT UNDER THE PART OF BODY NEEDING HEAT.
11. UNPLUG WHEN NOT IN USE. NEVER LEAVE APPLIANCE UNATTENDED, ESPECIALLY IF CHILDREN ARE PRESENT.
12. NEVER PULL THIS PAD BY THE SUPPLY CORD. DO NOT USE THE CORD AS A HANDLE. DO NOT PINCH CORD.
13. DO NOT TUCK IN, TRAP, FOLD, CROSS, PINCH OR WRAP CONTROL OR CORD WITH HEATING PAD DURING USE.
14. DO NOT PLACE ANYTHING OVER THE HEATING PAD

WHILE IN USE OR PLUGGED IN, SUCH AS A TOWEL, BLANKET, CLOTHING, OR ANY OTHER INSULATING MATERIAL, AND NEVER ALLOW HEATING PAD TO WRAP AROUND ITSELF.

15. CAREFULLY EXAMINE PAD, COVER, CORD AND CONTROLLER BEFORE EACH USE. DISCARD THE PAD IF ANY SIGN OF DETERIORATION, WEAR OR DAMAGE. DO NOT TAMPER WITH THIS PAD IN ANY WAY. THERE ARE NO USER SERVICEABLE PARTS. IF PAD DOES NOT FUNCTION SATISFACTORILY, SEE WARRANTY FOR CUSTOMER CONTACT INFORMATION.
16. LOOP CORD LOOSELY WHEN STORING, TIGHT WRAPPING MAY DAMAGE CORD AND INTERNAL PARTS. ALLOW TO COOL BEFORE STORING AND DO NOT CREASE BY PLACING ITEMS ON TOP OF IT. STORE IN THE ORIGINAL PACKAGING, IN A COOL, DARK, DRY PLACE.
17. IF PROVIDED WITH A DETACHABLE CONTROLLER, USE ONLY WITH THE PROVIDED CONTROLLER.
18. USE THIS PAD ONLY AT RATED VOLTAGE, AS MARKED ON THE PRODUCT. DO NOT USE WITH GENERATORS, POWER CONVERTERS, OR INVERTERS.
19. DO NOT USE THIS PAD WITH LINIMENT, SALVE OR OINTMENT PREPARATIONS. SKIN BURNS COULD RESULT.
20. THIS APPLIANCE IS NOT INTENDED FOR MEDICAL USE IN HOSPITALS.
21. SAVE THESE INSTRUCTIONS.

HOUSEHOLD USE ONLY

North American models with polarized plugs:






Figure 1
Model 802
Standard Straps



1. Interior pad fabric
2. Exterior pad fabric
3. Elastic fastening straps
4. Hook fastener

Model 803
Extendable Straps



5. Strap release tab
6. Plastic strap length adjuster
7. Controller


HOW TO APPLY YOUR HEATING PAD

Note: Always consult with your physician or health professional for recommended treatment of an injury or chronic muscle or joint pain.

The XpressHeat® Wrapping Pad has two elastic fastening straps that allow you to secure the pad in place for hands-free, targeted heat therapy.

1. This heating pad can be worn on several different areas of the body. The elastic fastening straps (Figure 1, number 3) stretch for size adjustability and a comfortable fit. See Figure 2 for ways to wear your heating pad.
2. Drape heating pad around the area requiring heat therapy with interior pad fabric toward body (Figure 1, number 1). Position pad so controller (Figure 1, number 7) is easy to access.
3. Wrap each elastic strap around body and securely fasten directly to the exterior pad fabric (Figure 1, number 2) using the hook fastener (Figure 1, number 4). The hook fastener can also be secured to the strap itself.
CAUTION: Do not allow heated area of pad to overlap onto itself.
4. To remove pad, detach straps by pulling up on the strap release tabs (Figure 1, number 5). Unwrap pad from body.
5. Some wear of the exterior pad fabric may be seen over time; this is normal and will not affect the performance of the heating pad. Use caution when fastening straps to prevent hook fasteners from touching clothing.


Figure 2- APPLICATIONS FOR MODELS 802 & 803



ADDITIONAL APPLICATION INSTRUCTIONS FOR EXTENDABLE STRAPS (MODEL 803)

1. Model 803 can be used on larger areas, such as the back and shoulder. See Figure 3. Use the plastic strap length adjuster to extend or retract strap to desired length (Figure 1, number 6).
2. To lengthen or shorten strap length, hold plastic strap length adjuster and pull firmly on the elastic fastening strap.
3. For Back: Extend both straps to appropriate length to fit around waist. Place pad on back and wrap straps around waist securing the hook fasteners to exterior pad fabric (Figure 3).
4. For Shoulder: Adjust straps so that the elastic fastening strap closest to arm is retracted to a shorter length, and strap closest to shoulder is extended to a longer length. Position pad on shoulder with straps hanging down your back. The longer strap should be on the inside of your back and the shorter strap should be on the outside closest to your arm. Wrap shortened strap around arm and secure hook fastener to exterior pad fabric. Then wrap the lengthened strap around back and across the chest to fit pad snugly around shoulder (Figure 3).

Figure 3- ADDITIONAL APPLICATIONS FOR EXTENDABLE STRAPS (MODEL 803)



HOW TO USE YOUR HEATING PAD

1. Make sure Cord Connector is securely attached to the Pad Connector (Figure 4). Push both parts together for a tight fit.
NOTE: Control must be connected to heating pad before plugging unit into outlet.
2. After control is connected to pad, plug into 120V AC electrical outlet.
3. To turn the pad on, press the Power Button (Figure 5, letter B).
4. Select from 6 heat settings by scrolling to the desired setting with HEAT▲ or HEAT▼ buttons (Figure 5, letter F).
a. Your Sunbeam® XpressHeat® Wrapping Pad features a unique fast-heat technology in which you will feel heat in 30 seconds - for faster pain relief!
The light ring around the controls, called the Heat Meter (Figure 5, letter E), will light up one side at a time, indicating progress as the pad heats up. All four sides of the Heat Meter will light up within 30 seconds of powering up, indicating that the heating pad is warm and ready for use.
5. To turn the pad OFF, press the Power Button one more time. The heating pad and lights of the Heat Meter will turn off.

- CAUTION:**
- DO NOT SIT ON, LEAN AGAINST, CRUSH OR FOLD PAD DURING USE.
 - DO NOT USE WHILE SLEEPING.
 - SEE ADDITIONAL WARNINGS IN THE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS SECTION.

AUTO-OFF FEATURE

Your heating pad controller includes a selectable Auto-Off feature. By pressing the "Mode" button (Figure 5, letter C), you can set the timer to "Stay On" continuously or to "2 Hour Auto Off" to shut the pad down. The Auto Off Indicator (Figure 5, letter D) will light up to show selected mode. **NOTE:** After a power outage, the Auto-Off feature automatically resets the timer.

HOW TO USE YOUR HEATING PAD WITH MOIST HEAT THERAPY

In some cases, you may find that moist heat therapy provides more comfort and relief. *When using moist heat therapy, you should protect furniture and clothing from becoming damp.*

1. Dampen the interior pad fabric (Figure 1, number 1) of the heating pad with water by patting the surface with a wet sponge or cloth or use a spray bottle to apply a fine mist. Do not thoroughly soak pad.
2. Do not spray or dampen the pad connector. (Figure 6)

DANGER: DO NOT IMMERSE THE PAD OR WIRING IN WATER OR PLACE UNDER RUNNING WATER. FAILURE TO COMPLY MAY RESULT IN PRODUCT FAILURE AND/OR PERSONAL INJURY.

THE ELECTRICAL PAD CONNECTOR MUST BE THOROUGHLY DRY BEFORE ESTABLISHING ELECTRICAL CONNECTION.

WASHING INSTRUCTIONS

CAUTION: DO NOT DRY CLEAN! DO NOT BLEACH! DO NOT USE WRINGER!

1. Disconnect pad from outlet. DO NOT PULL BY THE CORD.
2. Disconnect controller cord from pad by holding the pad side connector with one hand and pulling firmly on the cord side connector with the other hand.
3. Machine wash pad in cold water on gentle cycle or hand wash. Tumble dry on low heat and remove promptly from dryer or drape to dry.
4. DO NOT plug in pad and pad connector until completely dry.

Figure 4





Figure 5



FCC CERTIFIED

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the product and receiver.
- Connect the product into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Figure 6



5-YEAR LIMITED WARRANTY

Sunbeam Products, Inc. warrants that for a period of five years from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. Sunbeam, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. Do NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this product. Doing so will void this warranty. This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. Sunbeam dealers, service centers, or retail stores selling Sunbeam products do not have the right to alter, modify or in any way change the terms and conditions of this warranty. This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than Sunbeam or an authorized Sunbeam service center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornados.

What are the limits on Sunbeam's Liability?

Sunbeam shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express, implied or statutory warranty or condition. Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty.

Sunbeam disclaims all other warranties, conditions or representations, express, implied, statutory or otherwise. Sunbeam shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against purchaser by any other party. Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.

How to Obtain Warranty Service

In the U.S.A. - If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-800-435-1250 and a convenient service center address will be provided to you.

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF THESE ADDRESSES OR TO THE PLACE OF PURCHASE.

For inquiries regarding recycling and proper disposal of this product, please contact your local waste management facility.



Almohadilla Térmica Enrollable XpressHeat®

Para preguntas sobre el producto llame al:
Servicio de Atención al Cliente de Sunbeam
Estados Unidos: 1.800.435.1250
o visite: www.sunbeam.com

Modelos: 802 & 803

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES – NO LAS DESTRUYA

PELIGRO: PARA REDUCIR LOS RIESGOS DE QUEMADURAS, DESCARGAS ELÉCTRICAS E INCENDIOS, ESTE PRODUCTO SE DEBE UTILIZAR DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES SIGUIENTES:

1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.
2. NO LO UTILICE MIENTRAS DUERME.
3. NO LO UTILICE PARA UN INFANTE O PARA UN ANIMAL.
4. ESTA ALMOHADILLA NO DEBE SER UTILIZADA EN O POR UNA PERSONA INVÁLIDA, QUE ESTÉ DURMIENDO, INDEFENSA O INCONSCIENTE, O POR UNA PERSONA CON DIABETES, CON PROBLEMAS DE CIRCULACIÓN SANGUÍNEA O INSENSIBILIDAD AL CALOR, O POR UNA PERSONA INCAPACITADA POR CAUSA DE MEDICAMENTOS.
5. ESTE PRODUCTO NO DEBE SER UTILIZADO POR LOS NIÑOS. TODO APARATO UTILIZADO EN PRESENCIA DE LOS NIÑOS REQUIERE SUPERVISIÓN ADULTA CONSTANTE. LOS NIÑOS NO DEBEN JUGAR CON EL APARATO.
6. NO LO UTILICE EN LAS ÁREAS DE PIEL INSENSIBLE.
7. ES POSIBLE QUE SE PRODUZCAN QUEMADURAS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CONFIGURACIÓN DEL CONTROL, INSPECCIONE LA PIEL DEBAJO DEL PRODUCTO CON FRECUENCIA.
8. NO LO UTILICE EN UN AMBIENTE DONDE SE ESTÉ ADMINISTRANDO OXÍGENO.
9. NO UTILICE ALFILERES NI OTROS MEDIOS METÁLICOS PARA SUJETAR EL PRODUCTO EN SU LUGAR.
10. NO SE SIENTE SOBRE NI CONTRA EL PRODUCTO NI LO APLASTE. EVITE LOS PLIEGUES FILOSOS. COLOQUE EL PRODUCTO ENCIMA Y NO DEBAJO DE LA PARTE DEL CUERPO QUE NECESITA CALOR.
11. DESENCHUFE LA ALMOHADILLA CUANDO NO ESTÉ EN USO. NUNCA DEJE EL PRODUCTO DESATENDIDO,

12. ESPECIALMENTE SI LOS NIÑOS ESTÁN PRESENTES. NUNCA TIRE DE ESTA ALMOHADILLA POR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN. NO UTILICE EL CABLE COMO MANIJA. NO PELLISQUE EL CABLE.
13. NO INSERTE, ATRAPE, DOBLE, CRUCE, PELLISQUE O ENROLLE EL CONTROL NI EL CABLE EN LA ALMOHADILLA DURANTE SU USO.
14. NO COLOQUE NINGÚN OBJETO SOBRE LA ALMOHADILLA DE CALEFACCIÓN MIENTRAS ESTÉ EN USO O CONECTADA, COMO UNA TOALLA, FRAZADA, ROPA O CUALQUIER OTRO MATERIAL AISLANTE Y NUNCA PERMITA QUE LA ALMOHADILLA DE CALEFACCIÓN SE ENROLLE.
15. INSPECCIONE CUIDADOSAMENTE LA ALMOHADILLA, LA CUBIERTA INTERIOR, EL CABLE Y EL CONTROL ANTES DE CADA USO. DESECHE LA ALMOHADILLA SI MUESTRA SEÑALES DE DETERIORO, DESGASTE O DAÑO. NO ALTERE ESTA ALMOHADILLA DE MANERA ALGUNA. NO HAY PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO. SI POR ALGUNA RAZÓN ESTA ALMOHADILLA NO FUNCIONARA SATISFACTORIAMENTE, VEA LA GARANTÍA PARA LA INFORMACIÓN DE SERVICIOS AL CONSUMIDOR.
16. ENROLLE EL CABLE HOLGADAMENTE PARA GUARDARLO. EL ENROLLARLO DE FORMA AJUSTADA PUEDE DANAR EL CABLE Y LAS PIEZAS INTERNAS. PERMITA QUE SE ENFRIE ANTES DE GUARDARLO Y NO LO DOBLE COLOCÁNDOLE OTROS ARTÍCULOS ENCIMA. GUARDELO EN SU EMPAQUE ORIGINAL, EN UN LUGAR FRESCO, OSCURO Y SECO.
17. SI ES PROVISTO CON UN CONTROL SEPARABLE, UTILICELO SOLO CON EL CONTROL PROVISTO.
18. UTILICE ESTA ALMOHADILLA EN EL VOLTAGE CLASIFICADO, SEGUN ESTÉ MARCADO EN EL PRODUCTO. NO UTILICE ESTE PRODUCTO CON GENERADORES, CONVERTIDORES DE POTENCIA O INVERSORES.
19. NO UTILICE ESTA ALMOHADILLA CON LINIMENTOS, POMADAS O PREPARACIONES DE UNGUENTO. ESTO PODRÍA OCASIONAR QUEMADURAS DE LA PIEL.
20. ESTE ARTEFACTO NO ESTÁ DISEÑADO PARA USO MÉDICO EN LOS HOSPITALES.
21. CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

Modelos Estadounidenses con enchufes polarizados:






Figura 1

Modelo 802
Correas Estándares



1. La tela interior de la almohadilla
2. La tela exterior de la almohadilla
3. Correas de sujeción elásticas
4. Gancho sujetador
5. Lengüetas de liberación de las correas

Modelo 803
Correas expandibles



6. Ajustador de longitud de la correa plástico
7. Controlador


CÓMO APLICAR SU ALMOHADILLA TÉRMICA

NOTA: Siempre consulte con su médico o profesional de la salud para el tratamiento recomendado para una lesión o dolor muscular o articular crónico.

La almohadilla térmica enrollable XpressHeat® viene con dos correas de sujeción elásticas que le permiten asegurar la almohadilla en su lugar para aplicar terapia de calor dirigida sin utilizar las manos.

1. Esta almohadilla térmica se puede usar en diferentes partes del cuerpo. Las correas elásticas de sujeción (Figura 1, número 3) se estiran para ajustar el tamaño y brindar un ajuste cómodo. Consulte la Figura 2 para ver las maneras de usar su almohadilla térmica.
2. Coloque la almohadilla térmica alrededor del área que requiere terapia de calor con la tela interior de la almohadilla hacia el cuerpo (Figura 1, número 1). Coloque la almohadilla de manera que pueda acceder al control (Figura 1, número 7) fácilmente.
3. Envuelva cada correa elástica alrededor del cuerpo y asegúrela firmemente a la tela exterior de la almohadilla (Figura 1, número 2) utilizando el gancho sujetador (Figura 1, número 4). El gancho sujetador también se puede asegurar a la correa misma.
PRECAUCIÓN: No permita que el área caliente de la almohadilla se superponga sobre sí misma.
4. Para retirar la almohadilla, separe las correas halando de las lengüetas de liberación de las correas (Figura 1, número 5). Retire la almohadilla del cuerpo.
5. Puede que con el tiempo note algún desgaste de la tela exterior de la almohadilla; esto es normal y no afectará el rendimiento de la almohadilla térmica. Tenga cuidado al sujetar las correas para evitar que los ganchos sujetadores toquen la ropa.


Figura 2- APLICACIONES PARA LOS MODELOS 802 Y 803



INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN ADICIONALES PARA CORREAS EXTENSIBLES (MODELO 803)

1. El modelo 803 se puede usar en áreas más grandes, como la espalda y el hombro. Vea la Figura 3. Use los ajustadores de correa plásticos para extender o retraer la correa a la longitud deseada (Figura 1, número 6).
2. Para alargar o acortar la longitud de la correa, sostenga el ajustador de longitud de la correa plástico y hale firmemente de la correa de sujeción elástica.
3. Para la espalda: Extienda ambas correas a la longitud adecuada para ajustarlas alrededor de la cintura. Coloque la almohadilla en la espalda y envuelva las correas alrededor de la cintura asegurando los ganchos sujetadores a la tela exterior de la almohadilla (Figura 3).
4. Para el hombro: Ajuste las correas de manera que la correa de sujeción elástica más cercana al brazo se retraiga a una longitud más corta, y la correa más cercana al hombro se extienda a una longitud más larga. Coloque la almohadilla en el hombro con las correas colgando por la espalda. La correa más larga debe estar en la parte interior de la espalda y la correa más corta debe estar en la parte exterior más cercana a su brazo. Envuelva la correa acortada alrededor del brazo y asegure el gancho sujetador a la tela exterior de la almohadilla. Luego, envuelva la correa alargada hacia atrás y sobre el pecho para que se ajuste cómodamente alrededor del hombro.

FIGURA 3- APLICACIONES ADICIONALES PARA CORREAS EXPANDIBLES (MODELO 803)



CÓMO USAR SU ALMOHADILLA ELÉCTRICA (también llamado Cojín)

1. Asegúrese de que el Conector de Cable esté firmemente conectado al Conector de la almohadilla (Figura 4). Presione ambas partes juntas para un ajuste apretado.
NOTA: El control debe estar conectado a la almohadilla eléctrica antes de enchufar la unidad al tomacorriente.
2. Luego de conectar el control a la almohadilla, enchufe en un tomacorriente eléctrico AC de 120 voltios.
3. Para encender la almohadilla, presione el botón de encender. (Figura 5, letra B)
4. Seleccione cualquiera de las 6 configuraciones de calor presionando el botón HEAT▲ o HEAT▼ (Figura 5, letra F).

- a. El cojín de Sunbeam® tiene la tecnología XpressHeat®. La tecnología permite sentir una agradable sensación térmica en 30 segundos – para un alivio mucho más rápido!
- b. Las luces indicadoras alrededor del botón de encendido se iluminarán secuencialmente una a cada vez, indicando el progreso en cuanto a la almohadilla se calienta. (Figura 5, letra E) Las cuatro luces se iluminarán 30 segundos después de encender la almohadilla cuando es alcanzada la temperatura óptima. Ya está lista para ser usada. All four sides will light up within 30 seconds of powering up, indicating that the heating pad is warm and ready for use.

5. Para apagar la almohadilla, presione el botón de encender una vez mas. La almohadilla y luces se apagarán.

PRECAUCIÓN:

- NO SE SIENTE, APOYE, APLASTE O DESPLIEGUE LA ALMOHADILLA DURANTE EL USO.
- NO USE MIENTRAS DUERME.
- VER ADVERTENCIAS ADICIONALES EN LA SECCIÓN DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO

Al presionar el botón de "Modo" (Figura 5, letra C), puede programar el temporizador para que "Permanezca Encendido" de forma continua o "Apagado Automático de 2 Horas" para apagar la almohadilla después de 2 horas de uso continuo. El indicador de Apagado Automático (Figura 5, letra D) se iluminará para mostrar el modo seleccionado.

CÓMO UTILIZAR SU ALMOHADILLA TÉRMICA CON TERAPIA DE CALOR HÚMEDO

En algunos casos, podría resultar que la terapia de calor húmedo le brinde más comodidad y alivio. *Cuando use terapia de calor húmedo, debe proteger los muebles y la ropa para que no se humedezcan.*

1. Humedezca con agua la tela interior de la almohadilla térmica (Figura 1, número 1) dándole golpecitos con una esponja húmeda o pedazo de tela o utilice una botella con atomizador para aplicar una capa de agua fina. No moje completamente la almohadilla.
 2. No rocíe ni humedezca el conector de la almohadilla. (Figura 6)
- PELIGRO:** NO SUMERJA LA ALMOHADILLA NI EL CONECTOR DE LA MISMA EN AGUA NI LA COLOQUE DEBAJO DE UN CHORRO DE AGUA. SI NO CUMPLE CON ESTO PUEDE CAUSAR UNA FALLA EN EL PRODUCTO Y/O UNA LESIÓN PERSONAL. EL CONECTOR ELÉCTRICO DE LA ALMOHADILLA TIENE QUE ESTAR COMPLETAMENTE SECO ANTES DE HACER LA CONEXIÓN ELÉCTRICA.

INSTRUCCIONES DE LAVADO

PRECAUCIÓN: ¡NO LIMPIE EN SECO! ¡NO UTILICE BLANQUEADOR! NO LA ESCURRA!

1. Desconecte la almohadilla del tomacorriente. NO TIRE DEL CABLE.
2. Desconecte el cable del controlador de la almohadilla sosteniendo el conector lateral de la almohadilla con una mano y halando firmemente del conector lateral del cable con la otra mano.
3. Lave la almohadilla en la lavadora con agua fría y en ciclo delicado o lávela a mano. Séquela en ciclo delicado y retírela rápidamente de la secadora o cuélguela para secar.
4. NO enchufe la almohadilla ni el conector de la almohadilla hasta que esté completamente seca.

Figura 4




Figura 5




Figura 6



GARANTÍA DE 5 AÑOS

Sunbeam Products, Inc., garantiza que por un periodo de cinco años a partir de la fecha de compra, este producto estará libre de defectos de materiales y mano de obra. Sunbeam, a su elección, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente del mismo que presente defectos durante el periodo de garantía. El reemplazo se realizará por un producto o componente nuevo o reparado. Si el producto ya no estuviera disponible, se lo reemplazará por un producto similar de valor igual o superior. Esta es su garantía exclusiva. No intente reparar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica de este producto. Al hacerlo eliminará esta garantía. La garantía es válida para el comprador minorista original a partir de la fecha de compra inicial y la misma no es transferible. Conserve el recibo de compra original. Para solicitar servicio en garantía se requiere presentar un recibo de compra. Los agentes y centros de servicio de Sunbeam o las tiendas minoristas que venden productos de Sunbeam no tienen derecho a alterar, modificar ni cambiar de ningún otro modo los términos y las condiciones de esta garantía. Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni los daños que se produzcan como resultado de uso negligente o mal uso del producto, uso de voltaje incorrecto o corriente inapropiada, uso contrario a las instrucciones operativas, y desarme, reparación o alteración por parte de un tercero ajeno a Sunbeam o a un Centro de Servicio autorizado por Sunbeam. Asimismo, la garantía no cubre actos fortuitos tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados.

¿Cuál es el límite de responsabilidad de Sunbeam?
Sunbeam no será responsable de daños incidentales o emergentes causados por el incumplimiento de alguna garantía o condición expresa, implícita o legal. Excepto en la medida en que lo prohíba la ley aplicable, cualquier garantía o condición implícita de comerciabilidad o aptitud para un fin determinado se limita, en cuanto a su duración, al plazo de la garantía antes mencionada. Sunbeam queda exenta de toda otra garantías, condiciones o manifestaciones, expresa, implícita, legal o de cualquier otra naturaleza. Sunbeam no será responsable de ningún tipo de daño que resulte de la compra, uso o mal uso del producto, o por la imposibilidad de usar el producto, incluidos los daños incidentales, especiales, emergentes o similares, o la pérdida de ganancias, ni de ningún incumplimiento contractual, sea de una obligación esencial o de otra naturaleza, ni de ningún reclamo iniciado contra el comprador por un tercero. Algunas provincias, estados o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o emergentes ni las limitaciones a la duración de las garantías implícitas, de modo que es posible que la exclusión o las limitaciones antes mencionadas no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted tenga otros derechos que varían de un estado, provincia o jurisdicción a otro.

Cómo Obtener Servicio de la Garantía
En los Estados Unidos - Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al 1-800-435-1250 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.
POR FAVOR NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A NINGUNA DE ESTAS DIRECCIONES NI AL LUGAR DE COMPRA.

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)

Este dispositivo cumple las disposiciones establecidas en la sección 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Su funcionamiento es sujeto a dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento inadecuado. Nota: Este producto ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites requeridos para un dispositivo digital de Clase B, especificado en la sección 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones. Dichos límites se han establecido con el fin de conceder un margen razonable de protección contra interferencias perjudiciales en caso de instalaciones residenciales. Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar una interferencia perjudicial en las comunicaciones por radio. No obstante, no se garantiza que no se producirá interferencia perjudicial en una instalación determinada. Si este producto causa una interferencia en la recepción de radio o televisión, la cual puede determinarse encendiendo y apagando el producto, se recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o posición de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el producto y el receptor.
- Enchufar el producto a un tomacorriente que pertenezca a un circuito diferente de aquel en el que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio y televisión para obtener ayuda.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían invalidar la autoridad del usuario para usar el equipo.