



For product questions:  
Sunbeam Consumer Service  
USA: 1.800.435.1250  
[www.sunbeam.com](http://www.sunbeam.com)

Para preguntas sobre el producto llame al:  
Servicio de Atención al Cliente de Sunbeam Estados  
Unidos: 1.800.435.1250  
[www.sunbeam.com](http://www.sunbeam.com)



## FlexFit™ Heated Wrap Almohadilla Térmica Envoltoria FlexFit™

Instruction Manual  
Manual de Instrucciones



© 2019 Sunbeam Products, Inc. All rights reserved. Distributed by Sunbeam Products, Inc., Boca Raton, Florida 33431. Sunbeam Products, Inc. is a subsidiary of Newell Brands Inc. (NYSE: NWL).

© 2019 Sunbeam Products, Inc. Todos los derechos reservados. Distribuido por Sunbeam Products, Inc., Boca Raton, Florida 33431. Sunbeam Products, Inc. es una subsidiaria de Newell Brands Inc. (NYSE: NWL).

FlexFit 900\_19ESM2 (US)  
Printed in China / Impreso en China

P.N. 196831 Rev A  
GCDS-SUN476667-LD

Model / Modelo: 900

# **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.**

## **DO NOT DESTROY.**

**DANGER:** TO REDUCE THE RISK OF BURNS, ELECTRIC SHOCK AND FIRE, THIS PRODUCT MUST BE USED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING INSTRUCTIONS:

1. READ ALL INSTRUCTIONS.
2. DO NOT USE WHILE SLEEPING.
3. DO NOT USE ON AN INFANT OR ON AN ANIMAL.
4. THIS PAD IS NOT TO BE USED ON OR BY AN INVALID, SLEEPING, HELPLESS OR UNCONSCIOUS PERSON, A PERSON WITH DIABETES, A PERSON WITH POOR BLOOD CIRCULATION OR INSENSITIVITY TO HEAT, OR A PERSON INCAPACITATED BY MEDICATION.
5. THIS APPLIANCE IS NOT TO BE USED BY CHILDREN. CLOSE SUPERVISION IS NECESSARY WHEN ANY APPLIANCE IS USED NEAR CHILDREN. CHILDREN SHOULD NOT PLAY WITH THE APPLIANCE.
6. DO NOT USE ON AREAS OF INSENSITIVE SKIN.
7. DO NOT OVERLAP THE HEATED AREA LOCATED

- BETWEEN THE RED EDGES. BURNS MAY OCCUR.
8. BURNS CAN OCCUR REGARDLESS OF CONTROL SETTING. CHECK SKIN UNDER PAD FREQUENTLY.
9. DO NOT USE IN AN OXYGEN ATMOSPHERE.
10. DO NOT USE PINS OR OTHER METALLIC MEANS TO FASTEN THIS PAD IN PLACE.
11. DO NOT WRAP PAD TOO TIGHT AROUND THE BODY. PAD SHOULD BE SNUG, BUT SHOULD NOT CUT OFF CIRCULATION.
12. DO NOT WRAP PAD AROUND OR NEAR THE NECK TO AVOID PERSONAL INJURY.
13. DO NOT SIT ON, AGAINST OR CRUSH PAD – AVOID SHARP FOLDS. PLACE PAD ON TOP OF AND NOT UNDER THE PART OF BODY NEEDING HEAT.
14. UNPLUG WHEN NOT IN USE. NEVER LEAVE APPLIANCE UNATTENDED, ESPECIALLY IF CHILDREN ARE PRESENT.
15. NEVER PULL THIS PAD BY THE SUPPLY CORD. DO NOT USE THE CORD AS A HANDLE. DO NOT PINCH CORD.
16. DO NOT TUCK IN, TRAP, FOLD, CROSS, PINCH, OR WRAP CONTROL OR CORD WITH HEATING PAD DURING USE.
17. USE CAUTION WITH PAD ENDS TO PREVENT HOOK FASTENERS FROM DAMAGING CLOTHING OR OTHER

**PROPERTY.**

18. **DO NOT PLACE ANYTHING OVER THE HEATING PAD WHILE IN USE OR PLUGGED IN, SUCH AS A TOWEL, BLANKET, CLOTHING, OR ANY OTHER INSULATING MATERIAL, AND NEVER ALLOW HEATING PAD TO WRAP AROUND ITSELF.**
19. **CAREFULLY EXAMINE PAD, COVER, CORD, AND CONTROLLER BEFORE EACH USE. DISCARD THE PAD IF ANY SIGN OF DETERIORATION, WEAR OR DAMAGE. DO NOT TAMPER WITH THIS PAD IN ANY WAY. THERE ARE NO USER SERVICABLE PARTS. IF PAD DOES NOT FUNCTION SATISFACTORILY, SEE WARRANTY FOR CUSTOMER CONTACT INFORMATION.**
20. **LOOP CORD LOOSELY WHEN STORING, TIGHT WRAPPING MAY DAMAGE CORD AND INTERNAL PARTS. ALLOW TO COOL BEFORE STORING AND DO NOT CREASE BY PLACING ITEMS ON TOP OF IT. STORE IN THE ORIGINAL PACKAGING, IN COOL, DARK, DRY PLACE.**
21. **IF PROVIDED WITH A DETACHABLE CONTROLLER, USE ONLY WITH THE PROVIDED CONTROLLER.**
22. **USE THIS PAD ONLY AT RATED VOLTAGE, AS MARKED ON THE PRODUCT. DO NOT USE WITH GENERATORS, POWER CONVERTERS, OR**

**INVERTERS.**

23. **DO NOT USE THIS PAD WITH LINIMENT, SALVE OR OINTMENT PREPERATIONS. SKIN BURNS COULD RESULT.**
24. **THIS APPLIANCE IS NOT INTENDED FOR MEDICAL USE IN HOSPITALS.**
25. **SAVE THESE INSTRUCTIONS.**

**North American models with polarized plugs:**



**POLARIZED PLUG**


This appliance has a polarized plug, (one blade is wider than the other). As a safety feature to reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature or modify the plug in any way. If the plug fits loosely into the AC outlet or if the AC outlet feels warm do not use that outlet.

**HOUSEHOLD USE ONLY**

## HEATING PAD COMPONENTS

Figure 1

Model: 900




- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| 1. Interior Pad Fabric | 4. Controller     |
| 2. Exterior Pad Fabric | 5. Top of the Pad |
| 3. Hook Fastener       | 6. Red Edges      |

## WHERE TO USE YOUR HEATING PAD

Heating pads are effective pain relievers to soothe muscle and joint pain. The FlexFit™ Heated Wrap has a long slim design with fastening ends that allow you to wrap the heating pad to multiple areas of the body and secure the pad in place for hands-free, targeted heat therapy.

This heating pad can be worn on several different areas of the body to customize treatment. It is ideal for use on the upper and lower arm, wrist, lower leg, and ankle.


Figure 2



## HOW TO APPLY YOUR HEATING PAD

**Note:** Always consult with your physician or health professional for recommended treatment of an injury or chronic muscle or joint pain.

Figure 3




1. Ensure the heating pad is connected to the controller by making sure the cord connector is securely attached to the pad connector before using (Figure 3). Push both parts together for a tight fit.
2. To wrap the heating pad, start at the top of the pad where it indicates 'start wrapping here' (Figure 1, number 5). Secure the first hook fastener (Figure 1, number 3). This is the end where the pad connects to the controller.
3. Wrap the pad around the body and securely fasten the second hook fastener directly to the exterior pad fabric. See figure 2 for the best way to wrap each body part. **NOTE:** Be careful not to overlap the pad. The red edges of the pad should never touch the pad (Figure 1, number 6).
4. Once in place, tighten each end around the body for a comfortable and snug fit.
5. To remove pad, detach the hook fasteners tabs by pulling up on one end of the pad. Unwrap pad from body.

**NOTE:** Some wear of the exterior pad fabric may be seen over time; this is normal and will not affect the performance of the heating pad. Use caution when fastening the pad to prevent hook fasteners from touching clothing.

## HOW TO USE YOUR HEATING PAD

1. After controller is connected to pad, plug into 120V AC electrical outlet. Note: Controller must be connected to heating pad before plugging unit into outlet.
2. To turn the pad on, press the Control Button (Figure 4, letter A).
3. Select from 3 heat settings: low, medium, or high, by repeatedly pressing the control button until the desired heat setting indicator lights up (Figure 4, letter B). It is recommended to start on the low heat setting. Gradually move to the medium and high heat settings in 15 minute increments if more heat is desired. If at any point during use, you feel discomfort, select a lower heat setting or turn the unit to the off setting. Check skin under pad frequently while using.
4. To turn the pad off, press the Control Button (Figure 4, letter A) repeatedly until all of the heat setting indicator lights (Figure 4, letter B) turn off.



- A. Control Button  
B. Heat Setting Indicator  
C. Auto-Off Indicator

### CAUTION:

- DO NOT SIT ON, LEAN AGAINST, CRUSH OR FOLD PAD DURING USE.
- DO NOT TO OVERLAP THE PAD. THE RED EDGES OF THE PAD SHOULD NEVER TOUCH THE PAD (Figure 1, number 6).
- DO NOT USE WHILE SLEEPING.
- SEE ADDITIONAL WARNINGS IN THE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS SECTION.

## AUTO-OFF FEATURE

Your heating pad controller includes an Auto-Off feature. This feature is designed to conserve energy by automatically turning off after 2 hours of continuous use. The Auto-Off Indicator (Figure 4, letter C) will flash when the auto-off feature is activated and the pad shuts off. To reset after Auto-Off, press the control button until the desired heat setting is reached.

**NOTE:** After a power outage, the Auto-Off feature automatically resets the time.

## HOW TO USE YOUR HEATING PAD WITH MOIST HEAT THERAPY

In some cases, you may find that moist heat therapy provides more comfort and relief. When using moist heat therapy, you should protect furniture and clothing from becoming damp.

1. Dampen the interior pad fabric (Figure 1, number 1) of the heating pad with water by patting the surface with a wet sponge or cloth, or use a spray bottle to apply a fine mist. Do not thoroughly soak pad.
2. Do not spray or dampen the pad connector (Figure 5).

**DANGER:** DO NOT IMMERSE THE PAD OR WIRING IN WATER OR PLACE UNDER RUNNING WATER. FAILURE TO COMPLY MAY RESULT IN PRODUCT FAILURE AND/OR PERSONAL INJURY. THE ELECTRICAL PAD CONNECTOR MUST BE THOROUGHLY DRY BEFORE ESTABLISHING ELECTRICAL CONNECTION.

Figure 5



## WASHING INSTRUCTIONS

DO NOT DRY CLEAN! DO NOT USE BLEACH! DO NOT USE WRINGER!

1. Disconnect pad from outlet. DO NOT PULL BY THE CORD.
2. Disconnect controller cord from pad by holding the pad side connector with one hand and pulling firmly on the cord side connector with the other hand.
3. Fold pad ends and attach hook fasteners to the exterior pad fabric before placing in the washing machine, or separate in a laundry wash bag.
4. Machine wash pad in cold water on gentle cycle or hand wash. Tumble dry on low heat and remove promptly from dryer or drape to dry.
5. DO NOT plug in pad and pad connector until completely dry.
6. For information on service, visit our website at [www.sunbeam.com](http://www.sunbeam.com).

## TROUBLE SHOOTING

Problem	Solution
No Heat / No Power	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verify tight connection between pad and controller. If disconnected, to restart unit, press the Control Button until the desired heat setting is reached.</li> <li>• Verify AC outlet is functional.</li> <li>• Verify no physical damage to the cord, controller or pad. If there is damage, discontinue use.</li> <li>• If failure continues, discontinue use. See warranty information to contact Sunbeam Consumer Service.</li> </ul>
Pad has No Heat & Controller 'Auto-Off' Indicator is Flashing	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto-Off feature has been activated and set to turn the unit off after 2 hours of continuous use.</li> <li>• To re-start unit, press the Control Button until the desired heat setting is reached.</li> </ul>
Pad has a Hot Spot	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ensure the pad is not folded, bunched, overlapped or crushed in any area.</li> </ul>
'High' Heat Setting Indicator Light is Flashing	<p>The 'High' Heat Setting Indicator light will start flashing when a fault is detected. Follow these steps to reset:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unplug the controller from the AC outlet.</li> <li>2. Verify tight connection between pad and controller.</li> <li>3. After 10 seconds, plug the controller in the AC outlet.</li> <li>4. Press the Control Button until the desired heat setting is reached.</li> </ol> <p>If flashing light persists, an error has occurred. Discontinue use of the product and see warranty information to contact Sunbeam Customer Service.</p>

## FCC CERTIFIED

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Note:** This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the product and receiver.
- Connect the product into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

## 2-YEAR LIMITED WARRANTY

Sunbeam Products, Inc. ("Sunbeam") or if in Canada, Newell Industries Canada ULC ("NIC") warrants that for a period of two (2) years from the date of initial retail purchase, this product will be free from defects in material and workmanship, when used in accordance with the instructions provided.

Sunbeam (or NIC), at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period.

Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. Do NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this product. Doing so will void this warranty.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. Sunbeam (or NIC) dealers, service centers, or retail stores selling Sunbeam (or NIC) products do not have the right to alter, modify or any way change the terms and conditions of this warranty.

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than Sunbeam (or NIC) or an authorized Sunbeam (or NIC) service center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

### What are the limits on Sunbeam's (or NIC's) Liability?

Sunbeam (or NIC) shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express, implied or statutory warranty or condition. Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty. Sunbeam (or NIC) disclaims all other warranties, conditions or representations, express, implied, statutory or otherwise. Sunbeam (or NIC) shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against purchaser by any other party. Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.

### How to Obtain Warranty Service

#### In the U.S.A.

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1 800 435-1250 and a convenient service center address will be provided to you.

#### In Canada

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1 800 667- 8623 and a convenient service center address will be provided to you.

In the U.S.A., this warranty is offered by Sunbeam Products, Inc. located in Boca Raton, Florida 33431.

In Canada, this warranty is offered by Newell Industries Canada ULC, located at 20B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. If you have any other problem or claim in connection with this product, please write our Consumer Service Department.

**PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF THESE ADDRESSES OR TO THE PLACE OF PURCHASE.**

For inquiries regarding recycling and proper disposal of this product, please contact your local waste management facility.

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES – NO LAS DESTRUYA.

**PELIGRO: PARA REDUCIR LOS RIESGOS DE QUEMADURAS, DESCARGAS ELÉCTRICAS E INCENDIOS, ESTE PRODUCTO SE DEBE UTILIZAR DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES SIGUIENTES:**

1. **LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.**
2. **NO LO UTILICE MIENTRAS DUERME.**
3. **NO LO UTILICE PARA UN INFANTE O PARA UN ANIMAL.**
4. **ESTA ALMOHADILLA NO DEBE SER UTILIZADA EN O POR UNA PERSONA INVALIDA, QUE ESTE DURMIENDO, INDEFENSA O INCONSCIENTE, O POR UNA PERSONA CON DIABETES, CON PROBLEMAS DE CIRCULACIÓN SANGUÍNEA O INSENSIBILIDAD AL CALOR O POR UNA PERSONA INCAPACITADA POR CAUSA DE MEDICAMENTOS.**
5. **ESTE PRODUCTO NO DEBE SER UTILIZADO POR LOS NIÑOS. TODO APARATO UTILIZADO EN PRESENCIA DE LOS NIÑOS REQUIRERE SUPERVISIÓN ADULTA CONSTANTE. LOS NIÑOS NO DEBEN JUGAR CON EL APARATO.**
6. **NO LO UTILICE EN LAS ÁREAS DE PIEL INSENSIBLE. NO SUPERPONGA EL ÁREA CALENTADA UBICADA ENTRE LOS BORDES ROJOS. PUEDEN OCURRIR QUEMADURAS.**

8. **ES POSIBLE QUE SE PRODUZCAN QUEMADURAS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CONFIGURACIÓN DEL CONTROL, INSPECCIONE LA PIEL DEBAJO DEL PRODUCTO CON FRECUENCIA.**
9. **NO LO UTILICE EN UN AMBIENTE DONDE SE ESTÉ ADMINISTRANDO OXÍGENO.**
10. **NO UTILICE ALFILERES NI OTROS MEDIOS METÁLICOS PARA SUJETAR EL PRODUCTO EN SU LUGAR.**
11. **NO ENVUELVA LA ALMOHADILLA DEMASIADO APRETADA ALREDEDOR DEL CUERPO. LA ALMOHADILLA DEBE QUEDAR AJUSTADA, PERO NO DEBE CORTAR LA CIRCULACIÓN.**
12. **NO ENVUELVA LA ALMOHADILLA ALREDEDOR O CERCA DEL CUELLO PARA EVITAR LESIONES PERSONALES.**
13. **NO SE SIENTE SOBRE NI CONTRA EL PRODUCTO NI LO APLASTE. EVITE LOS PLIEGUES FILOSOS. COLOQUE EL PRODUCTO ENCIMA Y NO DEBAJO DE LA PARTE DEL CUERPO QUE NECESITA CALOR.**
14. **DESENCHUFE LA ALMOHADILLA CUANDO NO ESTÉ EN USO. NUNCA DEJE EL PRODUCTO DESATENDIDO, ESPECIALMENTE SI LOS NIÑOS ESTÁN PRESENTES.**
15. **NUNCA TIRE DE ESTA ALMOHADILLA POR EL CABLE DE ALIMENTACION. NO UTILICE EL CABLE COMO MANIJA. NO PELLISQUE EL CABLE.**
16. **NO INSERTE, ATRAPE, DOBLE, CRUCE, PELLISQUE O ENROLLE EL CONTROL NI EL CABLE EN LA ALMOHADILLA DURANTE SU USO.**
17. **TENGA PRECAUCIÓN CON LOS BORDES DE LA ALMOHADILLA PARA EVITAR QUE LOS GANCHOS**

18. **NO COLOQUE NINGUN OBJETO SOBRE LA ALMOHADILLA DE CALEFACCIÓN MIENTRAS ESTÉ EN USO O CONECTADA, COMO UNA TOALLA, FRAZADA, ROPA O CUALQUIER OTRO MATERIAL AISLANTE Y NUNCA PERMITA QUE LA ALMOHADILLA DE CALEFACCIÓN SE ENROLLE.**
19. **INSPECCIONE CUIDADOSAMENTE LA ALMOHADILLA, LA CUBIERTA INTERIOR, EL CABLE Y EL CONTROL ANTES DE CADA USO. DESECHE LA ALMOHADILLA SI MUESTRA SEÑALES DE DETERIORO, DESGASTE O DAÑO. NO ALTERE ESTA ALMOHADILLA DE MANERA ALGUNA. NO HAY PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO. SI POR ALGUNA RAZÓN ESTA ALMOHADILLA NO FUNCIONARA SATISFACTORIAMENTE, VEA LA GARANTÍA PARA LA INFORMACIÓN DE SERVICIOS AL CONSUMIDOR.**
20. **ENROLLE EL CABLE HOLGADAMENTE PARA GUARDARLO. EL ENROLLARLO DE FORMA AJUSTADA PUEDE DANAR EL CABLE Y LAS PIEZAS INTRNAS. PERMITA QUE SE ENFRÍE ANTES DE GUARDARLO Y NO LO DOBLE COLOCÁNDOLE OTROS ARTÍCULOS ENCIMA. GUÁRDELO EN SU EMPAQUE ORIGINAL, EN UN LUGAR FRESCO, OSCURO Y SECO.**
21. **SI ES PROVISTO CON UN CONTROL SEPARABLE, UTILÍCELO SÓLO CON EL CONTROL PROVISTO.**
22. **UTILICE ESTA ALMOHADILLA EN EL VOLTAGE CLASIFICADO, SEGÚN ESTÉ MARCADO EN EL PRODUCTO. NO UTILICE ESTE PRODUCTO CON GENERADORES, SUJETADORES DAÑEN LA ROPA U OTRA PERTENENCIA.**



- CONVERTIDORES DE POTENCIA O INVERSORES.**
23. **NO UTILICE ESTA ALMOHADILLA CON LINIMENTOS, POMADAS O PREPARACIONES DE UNGÜENTO. ESTO PODRÍA OCASIONAR QUEMADURAS DE LA PIEL.**
24. **ESTE ARTEFACTO NO ESTÁ DISEÑADO PARA USO MÉDICO EN LOS HOSPITALES.**
25. **CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.**

## PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

Modelos Estadounidenses con enchufes polarizados:



### ENCHUFE POLARIZADO


Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (un contacto es más ancho que el otro). Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, como una función de seguridad, este enchufe está diseñado para encajar en un tomacorriente polarizado solo de una forma. Si el enchufe no se inserta completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún no encaja, consulte a un electricista calificado. No intente ignorar esta medida de seguridad ni modificar el enchufe en forma alguna. Si el enchufe se inserta holgadamente en el tomacorriente de corriente alterna o si el tomacorriente de corriente alterna se siente caliente, no use ese tomacorriente.

-15-

## COMPONENTES DE LA ALMOHADILLA TÉRMICA

Figura 1

Modelo: 900




- |                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. La tela interior de la almohadilla | 4. Controlador                      |
| 2. La tela exterior de la almohadilla | 5. Parte Superior de la Almohadilla |
| 3. Gancho sujetador                   | 6. Bordes Rojos                     |

## DÓNDE UTILIZAR SU ALMOHADILLA TÉRMICA

Las almohadillas térmicas son calmantes eficaces para aliviar el dolor muscular y articular. La almohadilla térmica envoltoria FlexFit™ tiene un diseño delgado y largo con sujetadores en los bordes que le permiten envolver la almohadilla térmica en diferentes áreas del cuerpo y asegurar la almohadilla en su lugar para una terapia de calor dirigida y sin manos.

Esta almohadilla térmica se puede usar en diferentes áreas del cuerpo para personalizar el tratamiento. Es ideal para usar en la parte superior e inferior del brazo, la muñeca, la parte inferior de la pierna y el tobillo.

Figura 2



El Brazo

La Muñeca

La Pantorrilla

El Tobillo

-16-

## CÓMO APLICAR SU ALMOHADILLA TÉRMICA

**NOTA:** Siempre consulte con su médico o profesional de la salud para el tratamiento recomendado para una lesión o dolor muscular o articular crónico.


1. Asegúrese de que la almohadilla térmica esté conectada al controlador cerciorando que el conector del cable esté bien conectado al conector de la almohadilla antes de utilizarla (Figura 3). Presione ambas partes para un ajuste perfecto.
2. Para envolver la almohadilla térmica, comience en la parte superior de la misma donde indica “comience a envolver aquí” (Figura 1, número 5). Asegure el primer gancho sujetador (Figura 1, número 3). Este es el extremo, donde la almohadilla se conecta al controlador.
3. Envuelva la almohadilla alrededor del cuerpo y asegure firmemente el segundo gancho sujetador directamente a la tela de la almohadilla exterior. Consulte la figura 2 para ver la mejor manera de envolver cada parte del cuerpo.  
**NOTA:** Tenga cuidado de no superponer la almohadilla. Los bordes rojos de la almohadilla nunca deben tocar la almohadilla (Figura 1, número 6).
4. Una vez en su lugar, apriete cada extremo alrededor del cuerpo para un ajuste cómodo y preciso.
5. Para retirar la almohadilla, separe las pestañas de los ganchos sujetadores halando de uno de los extremos de la almohadilla. Desenvuelva la almohadilla del cuerpo.

**NOTA:** Con el tiempo la tela exterior de la almohadilla puede verse algo desgastada; esto es normal y no afectará el rendimiento de la almohadilla térmica. Tenga cuidado al sujetar la almohadilla para evitar que los ganchos sujetadores entren en contacto con la ropa.

## CÓMO USAR SU ALMOHADILLA ELÉTRICA

1. Luego de conectar el control a la almohadilla, enchufe en un tomacorriente eléctrico AC de 120 voltios. **NOTA:** El control debe estar conectado a la almohadilla eléctrica antes de enchufar la unidad al tomacorriente.
2. Para encender la almohadilla, presione el Botón de Control (Figura 4, letra A).

Figura 3



- A. Conector del cable  
B. Conector de la almohadilla

3. Seleccione entre 3 ajustes de calor, bajo, medio o alto, presionando repetidamente el Botón de Control hasta que se encienda el Indicador de ajuste de calor deseado (Figura 4, letra B). Se recomienda comenzar con el ajuste de calor bajo. Siga gradualmente con las configuraciones de calor medio y alto en incrementos de 15 minutos si desea más calor. Si en algún momento mientras esté usando la almohadilla siente incomodidad, seleccione un ajuste de calor más bajo o apague la unidad. Revise la piel debajo de la almohadilla con frecuencia durante su uso.

4. Para apagar la almohadilla, presione el Botón de Control (Figura 4, letra A) repetidamente hasta que todas las luces indicadoras de ajuste de calor (Figura 4, letra B) se apaguen.

### PRECAUCIÓN :


- NO SE SIENTE, APOYE, APLASTE O DESPLIEGUE LA ALMOHADILLA DURANTE EL USO.
- NO SUPERPONGA LA ALMOHADILLA. LOS BORDES ROJOS DE LA ALMOHADILLA NO DEBEN NUNCA TOCAR LA ALMOHADILLA (Figura 1, número 6).
- NO USE MIENTRAS DUERME.
- VER ADVERTENCIAS ADICIONALES EN LA SECCIÓN DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

## FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO

El controlador de su almohadilla eléctrica incluye una función de apagado automático. Esta función está diseñada para ahorrar energía al apagarse automáticamente después de 2 horas de uso continuo. El indicador de apagado automático (Figura 4, letra C) parpadeará cuando la función de apagado automático esté activada y la almohadilla se apague. Para reiniciar después del apagado automático, presione el botón de control hasta que se alcance el ajuste de calor deseado.

**NOTA:** Después de un corte de energía, la función de apagado automático restablece automáticamente el tiempo de duración.

Figure 4



- A. Botón de Control  
B. Indicador de Ajuste de Calor  
C. Indicador de Apagado Automático

## CÓMO UTILIZAR SU ALMOHADILLA TÉRMICA CON TERAPIA DE CALOR HÚMEDO


En algunos casos, podría resultar que la terapia de calor húmedo le brinde más comodidad y alivio. Cuando use terapia de calor húmedo, debe proteger los muebles y la ropa para que no se humedezcan.

1. Humedezca con agua la tela interior de la almohadilla térmica (Figura 1, número 1) dándole golpecitos con una esponja húmeda o pedazo de tela o utilice una botella con atomizador para aplicar una capa de agua fina. No moje completamente la almohadilla.
2. No rocíe ni humedezca el conector de la almohadilla. (Figure 5)

**PELIGRO: NO SUMERJA LA ALMOHADILLA NI EL CONECTOR DE LA MISMA EN AGUA NI LA COLOQUE DEBAJO DE UN CHORRO DE AGUA. SI NO CUMPLE CON ESTO PUEDE CAUSAR UNA FALLA EN EL PRODUCTO Y/O UNA LESIÓN PERSONAL.**

EL CONECTOR ELÉCTRICO DE LA ALMOHADILLA TIENE QUE ESTAR COMPLETAMENTE SECO ANTES DE HACER LA CONEXIÓN ELÉCTRICA.

Figura 5



## INSTRUCCIONES DE LAVADO

¡NO LIMPIE EN SECO! ¡NO UTILICE BLANQUEADOR! NO LA ESCURRA!

1. Desconecte la almohadilla del tomacorriente. NO TIRE DEL CABLE.
2. Desconecte el cable del controlador de la almohadilla sosteniendo el conector lateral de la almohadilla con una mano y halando firmemente del conector lateral del cable con la otra mano.
3. Doble los extremos de la almohadilla y coloque los ganchos sujetadores en la tela exterior de la almohadilla antes de colocarlos en la lavadora o colóquelos en una bolsa para lavar ropa.
4. Lave la almohadilla en la lavadora con agua fría y en ciclo delicado o lávela a mano. Séquela en ciclo delicado y retirela rápidamente de la secadora o cuélguela para secar.
5. NO enchufe la almohadilla ni el conector de la almohadilla hasta que esté completamente seca.
6. Para obtener información sobre el servicio, visite nuestro sitio web en [www.sunbeam.com](http://www.sunbeam.com).

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Solución
No Caliente / No Prende	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique que exista una conexión hermética entre la almohadilla y el controlador. Si está desconectada, para reiniciar la unidad, presione el botón de control hasta que se alcance la configuración de calor deseada.</li> <li>• Asegúrese de que el tomacorriente de CA esté funcionando.</li> <li>• Verifique que no se haya dañado el cable, el controlador o la almohadilla. Si encuentra algún daño, descontinúe el uso de la almohadilla.</li> <li>• Si el fallo continúa, suspenda el uso. Consulte la información de garantía para ponerse en contacto con el Servicio al Consumidor de Sunbeam.</li> </ul>
La Almohadilla no Caliente y el Indicador de Apagado Automático del Controlador está Parpadeando	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La función de apagado automático se ha activado para apagar la unidad después de 2 horas de uso continuo.</li> <li>• Para reiniciar la unidad, presione el botón de control hasta alcanzar el ajuste de calor deseado.</li> </ul>
La Almohadilla tiene un Punto Caliente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ensure the pad is not folded, bunched, overlapped or crushed in any area.</li> </ul>
La Luz Indicadora de Ajuste de Calor "Alto" está parpadeando	<p>La luz indicadora de ajuste de calor "Alto" comenzará a parpadear cuando se detecte una falla. Siga estos pasos para resetear:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desenchufe el controlador del tomacorriente de CA</li> <li>2. Verifique que exista una conexión hermética entre la almohadilla y el controlador</li> <li>3. Después de 10 segundos, enchufe el controlador en el tomacorriente de CA</li> <li>4. Presione el botón de control hasta que se alcance la configuración de calor deseada.</li> </ol> <p>Si la luz intermitente persiste, se ha producido un error. Suspenda el uso del producto y consulte la información de garantía para comunicarse con el Servicio de Atención al Cliente de Sunbeam.</p>

# DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC POR SUS SIGLAS EN INGLES)

Este dispositivo cumple las disposiciones establecidas en la sección 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Su funcionamiento es sujeto a dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento inadecuado.

**Nota:** Este producto ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites requeridos para un dispositivo digital de Clase B, especificado en la sección 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones. Dichos límites se han establecido con el fin de conceder un margen razonable de protección contra interferencias perjudiciales en caso de instalaciones residenciales. Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar una interferencia perjudicial en las comunicaciones por radio. No obstante, no se garantiza que no se producirá interferencia perjudicial en una instalación determinada. Si este producto causa una interferencia en la recepción de radio o televisión, la cual puede determinarse encendiendo y apagando el producto, se recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o posición de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el producto y el receptor.
- Enchufar el producto a un tomacorriente que pertenezca a un circuito diferente de aquel en el que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio y televisión para obtener ayuda.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían invalidar la autoridad del usuario para usar el equipo.

## GARANTÍA LIMITADA POR 2 AÑOS

Sunbeam Products, Inc. ("Sunbeam") o en Canadá, Newell Industries Canada ULC ("NIC"), garantiza que por un período de 2 años a partir de la fecha de compra, este producto estará libre de defectos de materiales y mano de obra. Sunbeam (o NIC), a su elección, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente del mismo que presente defectos durante el período de garantía. El reemplazo se realizará por un producto o componente nuevo o reparado. Si el producto ya no estuviera disponible, se lo reemplazará por un producto similar de valor igual o superior. Esta es su garantía exclusiva. NO trate de reparar o ajustar ninguna de funciones mecánicas o eléctricas de este producto. El hacerlo anulará esta garantía.

La garantía es válida para el comprador minorista original a partir de la fecha de compra inicial y la misma no es transferible. Conserve el recibo de compra original. Para solicitar servicio en garantía se requiere presentar un recibo de compra. Los agentes y centros de servicio de Sunbeam (o NIC) o las tiendas minoristas que venden productos Sunbeam (o NIC) no tienen derecho a alterar, modificar ni cambiar de ningún otro modo los términos y las condiciones de esta garantía.

Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni los daños que se produzcan como resultado de uso negligente o mal uso del producto, uso de voltaje incorrecto o corriente inapropiada, uso contrario a las instrucciones operativas, y desarme, reparación o alteración por parte de un tercero ajeno a Sunbeam (o NIC) o a un Centro de Servicio Sunbeam autorizado. Asimismo, la garantía no cubre actos fortuitos tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados.

**¿Cuál es el límite de responsabilidad de Sunbeam (o NIC)?**

Sunbeam (o NIC) no será responsable de daños incidentales o emergentes causados por el incumplimiento de alguna garantía o condición expresa, implícita o legal.

Excepto en la medida en que lo prohíba la ley aplicable, cualquier garantía o condición implícita de comerciabilidad o aptitud para un fin determinado se limita, en cuanto a su duración, al plazo de la garantía antes mencionada. Sunbeam (o NIC) queda exenta de toda otra garantía, condición o manifestación, expresa, implícita, legal o de cualquier otra naturaleza.

Sunbeam (o NIC) no será responsable de ningún tipo de daño emergente de la compra, uso o mal uso del producto, ad de usar el producto, incluidos los daños incidentales, especiales, emergentes o similares, o la pérdida de ganancias, ni de ningún incumplimiento contractual, sea de una obligación esencial o de otra naturaleza, ni de ningún reclamo iniciado contra el comprador por un tercero. Algunas provincias, estados o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o emergentes ni las limitaciones a la duración de las garantías implícitas, de modo que es posible que la exclusión o las limitaciones antes mencionadas no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted tenga otros derechos que varían de un estado, provincia o jurisdicción a otro.

**Cómo solicitar el servicio en garantía**

**En los Estados Unidos**

Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea obtener el servicio de garantía, llame al 1 800 435-1250 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

**En Canadá**

Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea obtener el servicio de garantía, llame al 1 800 667-8623 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

En los Estados Unidos, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Products, Inc. Boca Raton, Florida 33431. En Canadá, esta garantía es ofrecida por Newell Industries Canada ULC, operando bajo el nombre de Sunbeam Products, Inc. 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. Si tiene algún otro problema o reclamo relacionado con este producto, por favor escriba al Departamento de servicio al consumidor.

**POR FAVOR NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A NINGUNA DE ESTAS DIRECCIONES O AL LUGAR DE COMPRA.**

Para preguntas acerca del reciclaje y el desecho apropiado de este producto, por favor contacte a su oficina local de la administración de desperdicios.