



Model: 902

Renue® XXL Massaging Heat Wrap with Contoured Neck

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS DO NOT DESTROY

DANGER – TO REDUCE THE RISK OF BURNS, ELECTRIC SHOCK AND FIRE, THIS PRODUCT MUST BE USED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING INSTRUCTIONS:


1. READ ALL INSTRUCTIONS.
2. DO NOT USE WHILE SLEEPING.
3. DO NOT USE ON AN INFANT OR ON AN ANIMAL.
4. THIS PAD IS NOT TO BE USED ON OR BY AN INVALID, SLEEPING, HELPLESS OR UNCONSCIOUS PERSON, A PERSON WITH DIABETES, A PERSON WITH POOR BLOOD CIRCULATION OR INSENSITIVITY TO HEAT, OR A PERSON INCAPACITATED BY MEDICATION.
5. THIS APPLIANCE IS NOT TO BE USED BY CHILDREN. CLOSE SUPERVISION IS NECESSARY WHEN ANY APPLIANCE IS USED NEAR CHILDREN. CHILDREN SHOULD NOT PLAY WITH THE APPLIANCE.
6. DO NOT USE ON AREAS OF INSENSITIVE SKIN.
7. BURNS CAN OCCUR REGARDLESS OF CONTROL SETTING. CHECK SKIN UNDER PAD FREQUENTLY.
8. IF PROVIDED WITH A REMOVEABLE COVER, NEVER USE PAD WITHOUT COVER IN PLACE.
9. DO NOT USE IN AN OXYGEN ATMOSPHERE.
10. DO NOT USE PINS OR OTHER METALLIC MEANS TO FASTEN THIS PAD IN PLACE.
11. DO NOT SIT ON, AGAINST OR CRUSH PAD – AVOID SHARP FOLDS. PLACE PAD ON TOP OF AND NOT UNDER THE PART OF BODY NEEDING HEAT.
12. UNPLUG WHEN NOT IN USE. NEVER LEAVE APPLIANCE UNATTENDED, ESPECIALLY IF CHILDREN ARE PRESENT.
13. NEVER PULL THIS PAD BY THE SUPPLY CORD. DO NOT USE THE CORD AS A HANDLE. DO NOT PINCH CORD.
14. DO NOT TUCK IN, TRAP, FOLD, CROSS, PINCH, OR WRAP CONTROL OR CORD WITH HEATING PAD DURING USE.

15. DO NOT PLACE ANYTHING OVER THE HEATING PAD WHILE IN USE OR PLUGGED IN, SUCH AS A TOWEL, BLANKET, CLOTHING, OR ANY OTHER INSULATING MATERIAL, AND NEVER ALLOW HEATING PAD TO WRAP AROUND ITSELF.
16. CAREFULLY EXAMINE PAD, COVER, CORD, AND CONTROLLER BEFORE EACH USE. DISCARD THE PAD IF ANY SIGN OF DETERIORATION, WEAR OR DAMAGE. DO NOT TAMPER WITH THIS PAD IN ANY WAY. THERE ARE NO USER SERVICABLE PARTS. IF PAD DOES NOT FUNCTION SATISFACTORILY, SEE WARRANTY FOR CUSTOMER CONTACT INFORMATION.
17. LOOP CORD LOOSELY WHEN STORING, TIGHT WRAPPING MAY DAMAGE CORD AND INTERNAL PARTS. ALLOW TO COOL BEFORE STORING AND DO NOT CREASE BY PLACING ITEMS ON TOP OF IT. STORE IN THE ORIGINAL PACKAGING, IN COOL, DARK, DRY PLACE.
18. USE THIS PAD ONLY AT RATED VOLTAGE, AS MARKED ON THE PRODUCT. DO NOT USE WITH GENERATORS, POWER CONVERTERS, OR INVERTERS.
19. DO NOT USE THIS PAD WITH LINIMENT, SALVE OR OINTMENT PREPERATIONS. SKIN BURNS COULD RESULT.
20. THIS APPLIANCE IS NOT INTENDED FOR MEDICAL USE IN HOSPITALS.
21. MODELS WITH A MESSAGE FUNCTION: DO NOT MASSAGE ABDOMEN WHEN PAIN IS PRESENT, OR AREAS THAT ARE SWOLLEN, INFLAMED, COVERED WITH SKIN ERUPTIONS OR UNEXPLAINED PAIN. CONSULT A PHYSICIAN BEFORE USING ANY EQUIPMENT OF THIS TYPE.
22. SOME MODELS MAY CONTAIN FILLING MATERIAL (PELLETS OR BEADS), MADE FROM EITHER ABS PLASTIC (NON-MICROWAVABLE MODELS) OR SILICON DIOXIDE (MICROWAVABLE MODELS). IF FILLING MATERIAL IS RELEASED DUE TO PRODUCT DAMAGE, DISCONTINUE USE OF PRODUCT. DO NOT INGEST FILLING MATERIAL. IF FILLING MATERIAL IS INGESTED, SEEK MEDICAL ATTENTION.
23. SOME MODELS MAY CONTAIN AN INTERNAL FLEXIBLE ROD. IF FLEXIBLE ROD IS EXPOSED DUE TO PRODUCT DAMAGE, DISCONTINUE USE OF PRODUCT.
24. SAVE THESE INSTRUCTIONS.

HOUSEHOLD USE ONLY


NORTH AMERICAN MODELS WITH POLARIZED PLUGS:

POLARIZED PLUG



This appliance has a polarized plug, (one blade is wider than the other). As a safety feature to reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature or modify the plug in any way. If the plug fits loosely into the ac outlet or if the ac outlet feels warm do not use that outlet.

Figure 1



HEATING PAD COMPONENTS

1. Exterior Pad Fabric
2. Flexible Neck
3. Controller
4. Closure

HOW TO APPLY YOUR HEATING PAD

Heating pads are effective pain relievers to soothe muscle and joint pain. The Renue XXL Massaging Heat Wrap with Contoured Neck is specifically designed to fit the back of the head, neck, shoulders, and back.

NOTE: Always consult with your physician or health professional for recommended treatment of an injury or chronic muscle or joint pain.

1. Drape the pad comfortably over your shoulders.
2. Once in place, secure the pad by connecting the plastic closure on either end of the shoulders (Figure 1, Number 4).
3. Adjust the flexible rod in the neck of the pad for a snug fit (Figure 1, Number 2).
4. To remove pad, detach the plastic closure and lift the pad off of your shoulders.

HOW TO USE YOUR HEATING PAD

1. Plug into 120V AC electrical outlet.
2. To turn the pad on, press either the Heat Control Button (Figure 2, letter A) or the Massage Control Button (Figure 2, Letter B).
3. Select from 2 heat settings; low or high, by repeatedly pressing the heat control button until the desired heat setting indicator lights up (Figure 2, letter C).
4. Select from 4 massage settings by repeatedly pressing the massage control button until the desired massage setting indicator lights up; (1) Low Vibration – Constant, (2) Low Vibration – Pulsing, (3) High Vibration – Constant, (4) High Vibration – Pulsing, (Figure 2, Letter D).
5. To turn the pad off, press the Heat and/or Massage Control Button repeatedly until all of the indicator lights turn off.

CAUTION:

- DO NOT SIT ON, LEAN AGAINST, CRUSH OR FOLD PAD DURING USE.
- DO NOT USE WHILE SLEEPING.
- SEE ADDITIONAL WARNINGS IN THE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS SECTION.

AUTO-OFF FEATURE

Your heating pad controller includes an Auto-Off feature. This feature is designed to conserve energy by automatically turning off after a certain amount of time. The massage feature will automatically turn off after 30 minutes of continuous use. The heat feature will automatically turn off after 2 hours of continuous use. The Auto-Off indicator (Figure 2, letter E) will flash when the heat auto-off feature is activated and the pad shuts off. To reset after Auto-Off, press the heat and/or massage control button until the desired setting is reached.

NOTE: After a power outage or if the pad is unplugged, the Auto-Off feature automatically resets the timer.

WASHING INSTRUCTIONS

DO NOT DRY CLEAN! DO NOT USE BLEACH! DO NOT USE WRINGER! DO NOT WET INNER PAD CONNECTED WITH CORD! ONLY WASH REMOVABLE OUTER COVER! DO NOT IRON!

1. Disconnect pad from outlet. DO NOT PULL BY THE CORD.
2. Remove the outer cover from the pad.
3. Machine wash cover in warm water on gentle cycle or hand wash. Tumble dry on medium heat and remove promptly from dryer or drape to dry.
4. When cover is completely dry, reinsert the pad for use.
5. Do not wash heating pad. Wipe pad with a damp cloth, as needed. Do not dampen the cord and connector. Hang to dry.
6. For information on service, visit our website at www.sunbeam.com.

TROUBLE SHOOTING

| Problem | Solution |
|---|--|
| No Heat / No Massage / No Power | <ul style="list-style-type: none"> • Verify AC outlet is functional. • Verify no physical damage to the cord, controller or pad. If there is damage, discontinue use. • If failure continues, discontinue use. See warranty information to contact Sunbeam Consumer Service. |
| 'Auto-Off' Indicator is Flashing | <ul style="list-style-type: none"> • Auto-Off feature has been activated and will turn the heat off after 2 hours of continuous use. • To re-start unit, press the Heat and/or Massage Control Button until the desired setting is reached. |
| Pad has a Hot Spot | <ul style="list-style-type: none"> • Ensure the pad is not folded, bunched, overlapped or crushed in any area. |
| 'High' Heat Setting Indicator Light is Flashing | <ul style="list-style-type: none"> • The 'High' Heat Setting Indicator light will start flashing when a fault is detected. Follow these steps to reset: <ol style="list-style-type: none"> 1. Unplug the controller from the AC outlet 2. Verify the AC outlet is functional and plug the controller in the AC outlet 3. Press the Heat and/or Massage Control Button until the desired setting is reached • If flashing light persists, an error has occurred. Discontinue use of the product and see warranty information to contact Sunbeam Customer Service. |

FCC CERTIFIED

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


NOTE: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the product and receiver.
 - Connect the product into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

ICES CERTIFIED

This product complies with CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

Figure 2



- A. Heat Control Button
- B. Massage Control Button
- C. Heat Setting Indicator
- D. Massage Setting Indicator
- E. Auto-Off Indicator

2-YEAR LIMITED WARRANTY

Sunbeam Products, Inc. ("Sunbeam") or if in Canada, Newell Industries Canada ULC ("NIC") warrants that for a period of two (2) years from the date of initial retail purchase, this product will be free from defects in material and workmanship, when used in accordance with the instructions provided. Sunbeam (or NIC), at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. Do NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this product. Doing so will void this warranty.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. Sunbeam (or NIC) dealers, service centers, or retail stores selling Sunbeam (or NIC) products do not have the right to alter, modify or any way change the terms and conditions of this warranty.

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than Sunbeam (or NIC) or an authorized Sunbeam (or NIC) service center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

What are the limits on Sunbeam's (or NIC's) Liability?

Sunbeam (or NIC) shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express, implied or statutory warranty or condition. Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty. Sunbeam (or NIC) disclaims all other warranties, conditions or representations, express, implied, statutory or otherwise. Sunbeam (or NIC) shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against purchaser by any other party. Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.

How to Obtain Warranty Service

In the U.S.A.

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1 800 435-1250 and a convenient service center address will be provided to you.

In Canada

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1 800 667- 8623 and a convenient service center address will be provided to you.

In the U.S.A., this warranty is offered by Sunbeam Products, Inc. located in Boca Raton, Florida 33431. In Canada, this warranty is offered by Newell Industries Canada ULC, located at 20B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. If you have any other problem or claim in connection with this product, please write our Consumer Service Department.

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF THESE ADDRESSES OR TO THE PLACE OF PURCHASE.

For inquiries regarding recycling and proper disposal of this product, please contact your local waste management facility.



Modelo: 902

Almohadilla Térmica Envoltoria para Masaje que se Moldea al Cuello Reneue® XXL

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD NO LAS DESTRUYA

PELIGRO – PARA REDUCIR LOS RIESGOS DE QUEMADURAS, DESCARGAS ELÉCTRICAS E INCENDIOS, ESTE PRODUCTO SE DEBE UTILIZAR DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES SIGUIENTES:

1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.
2. NO LO UTILICE MIENTRAS DUERME.
3. NO LO UTILICE PARA UN INFANTE O PARA UN ANIMAL.
4. ESTA ALMOHADILLA NO DEBE SER UTILIZADA EN O POR UNA PERSONA INVALIDA, QUE ESTE DURMIENDO, INDEFENSA O INCONSCIENTE, O POR UNA PERSONA CON DIABETES, CON PROBLEMAS DE CIRCULACIÓN SANGUÍNEA O INSENSIBILIDAD AL CALOR O POR UNA PERSONA INCAPACITADA POR CAUSA DE MEDICAMENTOS.
5. ESTE PRODUCTO NO DEBE SER UTILIZADO POR LOS NIÑOS. TODO APARATO UTILIZADO EN PRESENCIA DE LOS NIÑOS REQUIRERE SUPERVISIÓN ADULTA CONSTANTE. LOS NIÑOS NO DEBEN JUGAR CON EL APARATO.
6. NO LO UTILICE EN LAS ÁREAS DE PIEL INSENSIBLE.
7. ES POSIBLE QUE SE PRODUZCAN QUEMADURAS, INDEPENDIEMENTE DE LA CONFIGURACIÓN DEL CONTROL, INSPECCIONE LA PIEL DEBAJO DEL PRODUCTO CON FRECUENCIA.
8. SI SE PROPORCIONA UN FORRO REMOVIBLE, NUNCA UTILICE LA ALMOHADILLA SIN EL FORRO PUESTO EN SU LUGAR.
9. NO LO UTILICE EN UN AMBIENTE DONDE SE ESTÉ ADMINISTRANDO OXÍGENO.
10. NO UTILICE ALFILERES NI OTROS MEDIOS METÁLICOS PARA SUJETAR EL PRODUCTO EN SU LUGAR.
11. NO SE SIENTE SOBRE NI CONTRA EL PRODUCTO NI LO APLASTE. EVITE LOS PLIEGUES FILOSOS. COLOQUE EL PRODUCTO ENCIMA Y NO DEBAJO DE LA PARTE DEL CUERPO QUE NECESITA CALOR.
12. DESENCHUFE LA ALMOHADILLA CUANDO NO ESTÉ EN USO. NUNCA DEJE EL PRODUCTO DESATENDIDO, ESPECIALMENTE SI LOS NIÑOS ESTÁN PRESENTES.
13. NUNCA TIRE DE ESTA ALMOHADILLA POR EL CABLE

DE ALIMENTACION. NO UTILICE EL CABLE COMO MANIJA. NO PELLISQUE EL CABLE.

14. NO INSERTE, ATRAPE, DOBLE, CRUCE, PELLIZQUE O ENROLLE EL CONTROL NI EL CABLE EN LA ALMOHADILLA DURANTE SU USO.
15. NO COLOQUE NINGUN OBJETO SOBRE LA ALMOHADILLA DE CALEFACCIÓN MIENTRAS ESTÉ EN USO O CONECTADA, COMO UNA TOALLA, FRAZADA, ROPA O CUALQUIER OTRO MATERIAL AISLANTE Y NUNCA PERMITA QUE LA ALMOHADILLA DE CALEFACCIÓN SE ENROLLE.
16. INSPECCIONE CUIDADOSAMENTE LA ALMOHADILLA, LA CUBIERTA INTERIOR, EL CABLE Y EL CONTROL ANTES DE CADA USO. DESECHE LA ALMOHADILLA SI MUESTRA SEÑALES DE DETERIORO, DESGASTE O DAÑO. NO ALTERE ESTA ALMOHADILLA DE MANERA ALGUNA. NO HAY PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO. SI POR ALGUNA RAZÓN ESTA ALHOGADILLA NO FUNCIONARA SATISFACTORIAMENTE, VEA LA GARANTÍA PARA LA INFORMACIÓN DE SERVICIOS AL CONSUMIDOR.
17. ENROLLE EL CABLE HOLGADAMENTE PARA GUARDARLO. EL ENROLLARLO DE FORMA AJUSTADA PUEDE DANAR EL CABLE Y LAS PIEZAS INTRNAS. PERMITA QUE SE ENFRÍE ANTES DE GUARDARLO Y NO LO DOBLE COLOCANDOLE OTROS ARTÍCULOS ENCIMA. GUÁRDELO EN SU EMPAQUE ORIGINAL, EN UN LUGAR FRESCO, OSCURO Y SECO.
18. UTILICE ESTA ALMOHADILLA EN EL VOLTAGE CLASIFICADO, SEGÚN ESTÉ MARCADO EN EL PRODUCTO. NO UTILICE ESTE PRODUCTO CON GENERADORES, CONVERTIDORES DE POTENCIA O INVERSORES.
19. NO UTILICE ESTA ALMOHADILLA CON LINIMENTOS, POMADAS O PREPARACIONES DE UNGÜENTO. ESTO PODRÍA OCASIONAR QUEMADURAS DE LA PIEL.
20. ESTE ARTEFACTO NO ESTÁ DISEÑADO PARA USO MÉDICO EN LOS HOSPITALES.
21. PARA MODELOS CON FUNCIÓN DE MASAJE: NO UTILICE ESTA ALMOHADILLA PARA MASAJE EN EL ABDOMEN SI PRESENTA DOLOR, O EN ÁREAS QUE ESTÉN INFLAMADAS, HIINCHADAS, CUBIERTAS CON ERUPCIONES CUTÁNEAS O ALGÚN TIPO DE DOLOR SIN CAUSA APARENTE. CONSULTE A UN MÉDICO ANTES DE UTILIZAR CUALQUIER EQUIPO DE ESTE TIPO.
22. ALGUNOS MODELOS PUEDEN CONTENER MATERIAL DE RELLENO (GRÁNULOS O MICROESFERAS, FABRICADOS DE PLÁSTICO ABS (MODELOS NO APTOS PARA MICROONDAS) O DIÓXIDO DE SILICIO (MODELOS APTOS PARA MICROONDAS). SI EL MATERIAL DE RELLENO LLEGA A SALIRSE DE SU LUGAR DEBIDO AL DAÑO DEL PRODUCTO, SUSPENDA

EL USO DEL PRODUCTO. NO INGIERA EL MATERIAL DE RELLENO. SI EL MATERIAL DE RELLENO ES INGERIDO, BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA.

23. ALGUNOS MODELOS PUEDEN CONTENER UNA VARILLA FLEXIBLE INTERNA. SI LA VARILLA FLEXIBLE LLEGA A ESTAR EXPUESTA POR DAÑOS AL PRODUCTO, DISCONTINUE EL USO DEL PRODUCTO.
24. CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

MODELOS ESTADOUNIDENSES CON ENCHUFES POLARIZADOS:

ENCHUFE POLARIZADO




Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (un contacto es más ancho que el otro). Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica; como una función de seguridad, este enchufe está diseñado para entrar en un tomacorriente polarizado solo de una forma. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún no entra, consulte a un electricista calificado. No intente ignorar esta función de seguridad ni modificar el enchufe en forma alguna. Si el enchufe entra holgadamente en el tomacorriente de corriente alterna o si el tomacorriente de corriente alterna se siente caliente, no use ese tomacorriente.

COMPONENTES DE LA ALMOHADILLA TÉRMICA

1. La tela exterior de la almohadilla
2. Cuello Flexible
3. Controlador
4. Cierre

Figura 1



CÓMO APLICAR SU ALMOHADILLA TÉRMICA

Las almohadillas térmicas son analgésicos efectivos para aliviar el dolor muscular y articular. La Almohadilla Térmica Envoltoria para Masaje que se Moldea al Cuello Reneue® XXL está diseñada específicamente para adaptarse a la parte posterior de la cabeza, el cuello, los hombros y la espalda.

NOTA: Siempre consulte con su médico o profesional de la salud para el tratamiento recomendado para una lesión o dolor muscular o articular crónico.

1. Coloque la almohadilla cómodamente sobre sus hombros.
2. Una vez en su lugar, asegure la almohadilla conectando el cierre de plástico en cualquiera de los extremos de los hombros (Figura 1, Número 4).
3. Ajuste la varilla flexible en el cuello de la almohadilla para un ajuste perfecto (Figura 1, Número 2).
4. Para remover la almohadilla, retire el cierre de plástico y levante la almohadilla de sus hombros.

CÓMO USAR SU ALMOHADILLA ELÉCTRICA

1. Enchufe a un tomacorriente de 120V AC.
2. Para encender la almohadilla, presione el botón de control de calor (Figura 2, letra A) o el botón de control de masaje (Figura 2, letra B).
3. Seleccione entre 2 configuraciones de calor; bajo o alto, presionando repetidamente el botón de control de calor hasta que se ilumine el indicador de ajuste de calor deseado (Figura 2, letra C).
4. Seleccione entre 4 configuraciones de masaje presionando repetidamente el botón de control de masaje hasta que se ilumine el indicador de configuración de masaje deseado; (1) Vibración baja - Constante, (2) Vibración Baja - Pulsos, (3) Vibración alta - Constante, (4) Vibración Alta - Pulsos, (Figura 2, Letra D).
5. Para apagar la almohadilla, presione el botón de control de calor y/o masaje repetidamente hasta que todas las luces indicadoras se apaguen.

PRECAUCIÓN :

- NO SE SIENTE, APOYE, APLASTE O DESPLIEGUE LA ALMOHADILLA DURANTE EL USO.
- NO USE MIENTRAS DUERME.
- VER ADVERTENCIAS ADICIONALES EN LA SECCIÓN DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO

El controlador de la almohadilla eléctrica incluye una función de apagado automático. Esta característica está diseñada para ahorrar energía al apagarse automáticamente después de cierto tiempo. La función de masaje se apagará automáticamente después de 30 minutos de uso continuo. La función de calor se apagará automáticamente después de 2 horas de uso continuo. El indicador de apagado automático (Figura 2, letra E) parpadeará cuando se active la función de apagado automático de calor y la almohadilla se apague. Para reiniciar después del apagado automático, presione el botón de control de calor y/o de masaje hasta alcanzar la configuración deseada. NOTA: Después de una interrupción del suministro eléctrico o si se desenchufa la almohadilla, la función de apagado automático restablece el temporizador de manera automática.

INSTRUCCIONES DE LAVADO


¡NO LIMPIE EN SECO! ¡NO UTILICE BLANQUEADOR! NO LA ESCURRA! ¡NO MOJE LA PARTE INTERNA DE LA ALMOHADILLA CONECTADA CON EL CABLE! ¡SOLO LAVE EL FORRO REMOVIBLE! ¡NO LA PLANCHE!

1. Desconecte la almohadilla del tomacorriente. NO TIRE DEL CABLE.
2. Retire la cubierta exterior de la espalda de Calor.
3. Lave el forro en la lavadora con agua tibia en ciclo delicado o lave a mano. Séquelo en la secadora a temperatura media y retírelo rápidamente de la secadora o cuélguelo para secar.
4. Cuando el forro esté completamente seco, vuélvalo a colocar en la almohadilla para su uso.
5. No lave la almohadilla térmica. Limpie la almohadilla con un paño húmedo, según sea necesario. No humedezca el cable y el conector. Cuélguela para secar.
6. Para obtener información sobre el servicio, visite nuestro sitio web en www.sunbeam.com.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| Problema | Solución |
|---|---|
| No Calienta / Sin masaje / No Prende | <ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el tomacorriente de CA esté funcionando. • Verifique que no se haya dañado el cable, el controlador o la almohadilla. Si encuentra algún daño, descontinúe el uso de la almohadilla. • Si el fallo continúa, suspenda el uso. Consulte la información de garantía para ponerse en contacto con el Servicio al Consumidor de Sunbeam. |
| El Indicador De "Apagado Automático" Está Parpadeando | <ul style="list-style-type: none"> • La función de apagado automático se ha activado y apagará la función de calor después de 2 horas de uso continuo. • Para reiniciar la unidad, presione el botón de control de calor y/o masaje hasta que se alcance la configuración deseada. |
| La Almohadilla tiene un Punto Caliente | <ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que la almohadilla no esté doblada, fruncida, solapada o estrujada en ninguna área. |
| La Luz Indicadora de Ajuste de Calor "Alto" está parpadeando. | <ul style="list-style-type: none"> • La luz indicadora de ajuste de calor "Alto" comenzará a parpadear cuando se detecte una falla. Siga estos pasos para resetear: <ol style="list-style-type: none"> 1. Desenchufe el controlador del tomacorriente de CA 2. Verifique que la toma de CA esté funcionando y enchufe el controlador en la toma de CA 3. Presione el botón de control de calor y/o de masaje hasta alcanzar el ajuste deseado • Si la luz intermitente persiste, se ha producido un error. Suspenda el uso del producto y consulte la información de garantía para comunicarse con el Servicio de Atención al Cliente de Sunbeam. |

Figura 2



- A. Botón de Control de Calor
- B. Botón de Control de Masaje
- C. Indicador de Ajuste de Calor
- D. Indicador de Ajuste de Masaje
- E. Indicador de Apagado Automático

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC POR SUS SIGLAS EN INGLES)

Este dispositivo cumple las disposiciones establecidas en la sección 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Su funcionamiento es sujeto a dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento inadecuado.

NOTA: Este producto ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites requeridos para un dispositivo digital de Clase B, específicamente en la sección 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones. Dichos límites se han establecido con el fin de conceder un margen razonable de protección contra interferencias perjudiciales en caso de instalaciones residenciales. Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar una interferencia perjudicial en las comunicaciones por radio. No obstante, no se garantiza que no se producirá interferencia perjudicial en una instalación determinada. Si este producto causa una interferencia en la recepción de radio o televisión, la cual puede determinarse encendiendo y apagando el producto, se recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o posición de la antena receptora.
 - Aumentar la separación entre el producto y el receptor.
 - Enchufar el producto a un tomacorriente que pertenece a un circuito diferente de aquel en el que está conectado el receptor.
 - Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio y televisión para obtener ayuda.
- Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían invalidar la autoridad del usuario para usar el equipo.

CERTIFICACIÓN ICES

Este producto cumple con lo establecido en CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

GARANTÍA LIMITADA POR 2 AÑOS

Sunbeam Products, Inc. ("Sunbeam") o en Canadá, Newell industries Canada ULC ("NIC"), garantiza que por un período de 2 años a partir de la fecha de compra, este producto estará libre de defectos de materiales y mano de obra. Sunbeam (o NIC), a su elección, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente del mismo que presente defectos durante el período de garantía. El reemplazo se realizará por un producto o componente nuevo o reparado. Si el producto ya no estuviera disponible, se lo reemplazará por un producto similar de valor igual o superior. Esta es su garantía exclusiva. NO trate de reparar o ajustar ninguna de funciones mecánicas o eléctricas de este producto. El hacerlo anulará esta garantía.

La garantía es válida para el comprador minorista original a partir de la fecha de compra inicial y la misma no es transferible. Conserve el recibo de compra original. Para solicitar servicio en garantía se requiere presentar un recibo de compra. Los agentes y centros de servicio de Sunbeam (o NIC) o las tiendas minoristas que venden productos Sunbeam (o NIC) no tienen derecho a alterar, modificar ni cambiar de ningún otro modo los términos y las condiciones de esta garantía.

Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni los daños que se produzcan como resultado de uso negligente o mal uso del producto, uso de voltaje incorrecto o corriente inapropiada, uso contrario a las instrucciones operativas, y desarme, reparación o alteración por parte de un tercero ajeno a Sunbeam (o NIC) o a un Centro de Servicio Sunbeam autorizado. Asimismo, la garantía no cubre actos fortuitos tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados.

¿Cuál es el límite de responsabilidad de Sunbeam (o NIC)?

Sunbeam (o NIC) no será responsable de daños incidentales o emergentes causados por el incumplimiento de alguna garantía o condición expresa, implícita o legal.

Excepto en la medida en que lo prohíba la ley aplicable, cualquier garantía o condición implícita de comerciabilidad o aptitud para un fin determinado se limita, en cuanto a su duración, al plazo de la garantía antes mencionada. Sunbeam (o NIC) queda exenta de toda otra garantía, condición o manifestación, expresa, implícita, legal o de cualquier otra naturaleza.

Sunbeam (o NIC) no será responsable de ningún tipo de daño emergente de la compra, uso o mal uso del producto, ad de usar el producto, incluidos los daños incidentales, especiales, emergentes o similares, o la pérdida de ganancias, ni de ningún incumplimiento contractual, sea de una obligación esencial o de otra naturaleza, ni de ningún reclamo iniciado contra el comprador por un tercero. Algunas provincias, estados o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o emergentes ni las limitaciones a la duración de las garantías implícitas, de modo que es posible que la exclusión o las limitaciones antes mencionadas no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted tenga otros derechos que varían de un estado, provincia o jurisdicción a otro.

Cómo solicitar el servicio en garantía

En los Estados Unidos

Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea obtener el servicio de garantía, llame al 1 800 435-1250 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

En Canadá

Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea obtener el servicio de garantía, llame al 1 800 667- 8623 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

En los Estados Unidos, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Products, Inc. Boca Raton, Florida 33431.

En Canadá, esta garantía es ofrecida por Newell Industries Canada ULC, operando bajo el nombre de Sunbeam Products, Inc. 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. Si tiene algún otro problema o reclamo relacionado con este producto, por favor escriba al Departamento de servicio al consumidor.

POR FAVOR NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A NINGUNA DE ESTAS DIRECCIONES O AL LUGAR DE COMPRA.

Para preguntas acerca del reciclaje y el desecho apropiado de este producto, por favor contacte a su oficina local de la administración de desperdicios.